

SILENTIA ABSCHIRMSYSTEM



Klares Design  
Flexible Funktion  
Volles Tageslicht im Raum





# Hygienisches und praktisches Abschirmen mit System

Das Silentia Abschirmsystem wurde entwickelt, um den Alltag in Kliniken und anderen Pflegeeinrichtungen zu erleichtern – zum Wohle von Patienten und Personal. Mit unserem patentierten, in Schweden gefertigten Abschirmungssystem, das in Pflegeeinrichtungen einen schnellen, wirkungsvollen Sichtschutz gewährt, haben wir seit der Markteinführung 1990 weltweit großen Erfolg.

Die Faltwände erfüllen eine ganze Reihe verschiedener Anforderungen. Bei der Anwendung entsteht kein Konflikt mit anderer Apparatur. Sie sind immer schnell greifbar und zudem wird viel Tageslicht hereingelassen. Weitere Vorteile sind die einfache Montage, die leichte Handhabung sowie die Reinigung mit optimaler Hygiene. Dank ihres durchdachten Designs und der großen Auswahl an Höhen, Längen und Farben passen die Faltwände in praktisch jede Pflegesituation.

Silentia-Produkte werden fortlaufend weiterentwickelt: Eine unserer Neuheiten sind „Daylight“, Faltwände mit transluzenten Sektionen. Hinzu kommen u. a. feste Sektionen, mit denen sich ohne Eingriff an den Wänden ein Raum im Raum gestalten lässt und größere Bettgiebelwände. Zudem haben die Bettgiebelwände und die Faltwandwagen einen verbesserten Fußteil erhalten. Das System ist vielseitig und beliebig ausbaufähig. Nach wie vor lautet unser Motto „Abschirmen ohne einzuschließen“.

Unser Konzept 4–11

Durchdachtes Design 12

Silentia Abschirmsystem 14

**Neu!** Daylight 16

**Neu!** Feste Trennwände 18

Mobile Faltwände 20

Faltwände

Technische Information 22

Feste Trennwände

Technische Information 24

Montage und Zubehör 26

Dekors und Muster 28

Das Unternehmen Silentia 30

# Optimaler Raumüberblick und

Eine Silentia Falte wand sichert die Privatsphäre der Patienten, ohne dem Personal den Überblick zu verwehren, und sie bietet die Möglichkeit des Augenkontakts. Das ist insbesondere auf Intensiv- und Aufwachstationen unschätzbar wichtig, in denen außerdem eine freie Sicht auf die Überwachungsapparatur gewährleistet sein muss. Gleichzeitig wird der Raum ungehindert von Tageslicht durchflutet.

Da jede einzelne Wand seitlich schwenkbar ist, lässt sich leicht mehr Raum um einen Bettenplatz schaffen, wenn es die Pflege erfordert. Wird besondere Diskretion gewünscht, kann man zusätzlich eine mobile Bettgiebelwand dazu rollen. Die Wände sind in verschiedenen Höhen erhältlich, um alle erdenklichen Anforderungen im Pflegebereich zu erfüllen.



# uneingeschränkte Privatsphäre



# Eingebaute Flexibilität bei Besu



# ch oder zum Ausruhen



Unser Faltwandsystem ist eine praktische Hilfe im Alltag – im Handumdrehen lässt sich ein Raum unterschiedlichen Situationen anpassen. Während der Behandlung bzw. Besuchszeit lässt sich ein Bettenplatz schnell abschirmen, so dass gegenseitige Störungen minimiert werden.

Durch eine feste Trennwand zwischen den Betten, in Kombination mit ausziehbaren Faltwänden am Fußende, lässt sich ein Raum effektiv nutzen. Die Faltwand lässt sich bei Untersuchungen oder zum Ausruhen leicht auseinanderziehen und zusammenklappen, was auch ein großer Vorteil bei der Reinigung ist. Sie ist auch eine wertvolle Hilfe bei der Dialyse.

Alle festen und faltbaren Wände sind in verschiedenen Höhen und vielen Längen erhältlich. So ist das System optimal auf den praktischen Pflegealltag abgestimmt.



# Wie geschaffen für alle Anford

Schlichte Lösungen gehören zu Schlüsselbegriffen bei unserer Produktentwicklung. Patienten abzuschirmen, muss ganz leicht sein und ebenso leicht muss es auch sein, das System zu variieren und zu ergänzen. Aus diesem Grund haben wir alle Teile so gestaltet, dass sie kompatibel sind.

Auch eine mobile Falte wand ist schnell und einfach aufgestellt. Mittels EasyClick kann eine wandmontierte Falte wand einfach herausgelöst und an einem Rollengestell (Faltwandwagen) festgeklickt werden, so dass sie an einem anderen Platz als vorübergehende Abschirmung zum Einsatz kommen kann. Mit unserem Falte wandprogramm sind Sie nie an eine bestimmte Lösung gebunden, sondern Sie verfügen über effektive Raumteiler, die offene Räume rasch in Zonen mit Privatsphäre verwandeln – wann und wo immer es gewünscht wird.



erungen



# Ein System, das Jung und Alt



# anspricht




Ein Zimmer zu teilen bedeutet keineswegs, dass auf die Privatsphäre verzichtet werden muß. Eine Faltwand zwischen den Betten ist mit wenigen Handgriffen aufgestellt und macht es leicht, die Intimsphäre und die Würde der Patienten oder der Heimbewohner zu wahren. In Zimmern ohne Naßzellen kann man die Faltwand auch um ein Waschbecken herum aufstellen, damit die persönliche Hygiene ungestört stattfinden kann.

Unsere Produkte tragen auch bei den verschiedensten Untersuchungen zu mehr Wohlbefinden bei. Die Faltwand unten zeichnet sich durch ein verspieltes Muster aus. Sie ist ein Beispiel aus der Print Collection und wurde für Kliniken und Praxen in unser Programm aufgenommen, die mit Kindern arbeiten. Auf Anfrage erhalten Sie hierüber von uns weitere Information.



# Durchdachtes Design für optim



**A** EasyClean



**B** EasyReturn



**C** EasyClick



**D** Daylight



**E**

# ale Handhabung und Hygiene



## **A. Optimale Hygiene dank EasyClean™**

Die Faltwand hat glatte und leicht zu reinigende Oberflächen, die alle gängigen Reinigungsmittel vertragen und damit erfüllen unsere Produkte strenge Hygieneanforderungen. Die verpackelten Rollen lassen sich herausziehen und in der Spülmaschine reinigen.

## **B. Anwendungsfreundliches Design für einfache Handhabung – EasyReturn™**

Ebenso leicht auseinanderzuziehen wie zusammenzufalten: Die bedienungsleichte Faltwand läuft sehr leicht in ihre Ausgangsposition zurück.

## **C. Feste oder mobile Montage – mit EasyClick™ einfach zu variieren**

Eine wandmontierte Faltwand lässt sich einfach mit einem Rollgestell verbinden und ist so für den mobilen Einsatz oder in Kombination mit anderen Teilen aus dem Programm verwendbar. Diese Wahlmöglichkeit ist das Ergebnis von EasyClick: Mit leichten Handgriffen ist die Faltwand aus der Wandhalterung herausgelöst und umgesetzt.

## **D. Unterschiedlich gestaltete Oberflächen**

Schöne Optik bringt Wohlbefinden. Deshalb sind unsere Faltwände in vielen Ausführungen erhältlich. Eine Neuheit ist Daylight, transluzente Wandsektionen.

## **E. Wahlmöglichkeiten in puncto Höhe und Länge**

Die Faltwände im Silentia-Programm sind in mehreren Höhen und Längen gestaltbar und eignen sich für die verschiedensten Pflegesituationen und Raumaufteilungen.

## **F. Die Qualität steckt im Detail**

Eine durchdachte Konstruktion mit integrierten Handgriffen, gefederter Rollenaufhängung und hochklassigen Rollen: Dies sind nur einige Merkmale, die die Qualität des gesamten Systems kennzeichnen.

# Silentia Faltwände – für jede eine passende Lösung


Silentia bietet ein komplettes Programm für jede Situation im Pflegebereich, in der Diskretion erwünscht ist. Da die verschiedenen Trennwände kompatibel und mit EasyClick ausgestattet sind, kann man eine fest installierte Trennwand leicht mit einem Faltwagen zu einer mobilen Einheit verbinden.

## Faltwände

Für mehr Information siehe Seite 22-23

### STANDARDAUSFÜHRUNG – FÜR DIE DIREKTE WANDMONTAGE

Einfache Montage durch Wandbefestigung.



- Optimale Hygiene – **EasyClean**
- Leicht zusammenzufalten – **EasyReturn**
- Schnelle Montage – **EasyClick**
- In mehreren Höhen und Längen erhältlich
- Hergestellt aus recyclebarem Material



### MONTAGE AN GERÄTESCHIENEN

Dieser Kloben wird verwendet, wenn die Faltwand an einer Geräteschiene befestigt wird. Hierdurch ist die Faltwand seitlich verschiebbar.



### PFOSTEN FÜR DIE BODENMONTAGE

Zur Verankerung im Boden. Wann immer die Trennwand frei im Raum stehen soll.



## WANDMONTAGE MIT DISTANZSTÜCK

Wo eine direkte Wandmontage nicht möglich ist, z.B. wenn an der Wand ein Versorgungskanal verläuft, verwendet man Distanzstücke.



## MIT FALTWANDWAGEN

Durch Montage auf dem faltwandwagen erhält man eine mobile faltwand.

## Gerade Trennwand-Elemente

Für mehr Information siehe Seite 24-25.



### EASYClick

Auch gerade Trennwand-Elemente lassen sich mit unserem EasyClick-System schnell montieren und schnell entfernen.

- Optimale Hygiene – **EasyClean**
- Schnelle Montage – **EasyClick**
- In zwei Höhen erhältlich: 1,45 m und 1,85 m
- Zwei Längen: 1,3 m und 2,4 m
- Hergestellt aus recyclebarem Material

## Mobile Bettgiebelwände

Für mehr Information, siehe Seite 20-21.



### FLEXIBLE ABTRENUNG FÜR DEN MOBILEN EINSATZ


Diese faltwände werden freistehend eingesetzt und sind äußerst nützlich: Ideal bei der Grundpflege in Alters- und Pflegeheimen - Ausreichend als Umkleidekabine in Untersuchungszimmern - Rationale Ergänzung, wenn Betten einander gegenüberstehen, z. B. in Aufwachräumen und auf Intensivstationen - Wertvoll in Korridoren bei Überbelegung. Die Bettgiebelwände sind in zwei Breiten: 1,5 m und 2 m, bzw. in zwei Höhen: 1,55 m und 1,85 m erhältlich.

# Daylight – Die Abtrennung für n

## FALTWÄNDE MIT DAYLIGHT

Daylight ist eine innovative Trennwand, die dem Patienten noch mehr Tageslicht bringt. Durch ihre transluzente Ausführung bietet die Daylight-Trennwand einen ebenso vollwertigen Sichtschutz wie unsere übrigen Trennwände, lässt jedoch noch mehr Tageslicht hindurch.

Die aus schlagfestem Polycarbonat gefertigten Daylight-Sektionen sind sowohl in homogener Ausführung – Daylight –, als auch in Kombination mit Sektionen aus dem Silentia-Programm, siehe Daylight Top und Daylight Duo, erhältlich.




### DAYLIGHT TOP

Ein transluzentes Oberteil lässt noch mehr Licht in den Raum, und die Trennwand erscheint niedriger.



### DAYLIGHT DUO

Die transluzenten Sektionen sind paarweise angeordnet. Im Anschluss an die Zimmerwand werden Standardsektionen verwendet, um z.B. den Bereich um die Nachttischlampe abzusichern.



### DAYLIGHT

Durchgehender Sichtschutz mit transluzenten Sektionen.

# och mehr Tageslicht im Raum

## GERADE TRENNWAND-ELEMENTE MIT DAYLIGHT

Mit ihrem transluzenten Design bietet ein gerades Trennwand-Element mit Daylight einen ebenso guten Sichtschutz wie eine Standard-Trennwand. Der Unterschied besteht darin, dass Daylight noch mehr Tageslicht durchläßt, was zu mehr Wohlbefinden führt, auch dann, wenn das Patientenbett weiter weg vom Fenster steht. Durch feine Dekorlinien haben die geraden Trennwand-Elemente eine ansprechende Optik.

Die geraden Trennwand-Elemente mit Daylight sind in homogener oder gemischter Ausführung erhältlich (siehe Abb. unten) und damit für die verschiedensten Pflegesituationen geeignet.



### DAYLIGHT TOP, GERADE ELEMENTE

Das transluzente Oberteil bringt mehr Licht in den Raum, und die Trennwand wirkt niedriger.



### DAYLIGHT DUO, GERADE ELEMENTE

Eine Kombination aus transluzenten und nicht transluzenten Elementen. Der Teil an der Zimmerwand schirmt den Bereich um die Nachttischlampe ab.



### DAYLIGHT, GERADE ELEMENTE

Homogene transluzente Trennwand.

# Gerade Trennwand-Elemente

## GERADE TRENNWAND-ELEMENTE VON SILENTIA

Unsere geraden Trennwand-Elemente wurden für Bereiche entwickelt, in denen eine eher permanente Abschirmung gewünscht wird. Gleichzeitig erlaubt das System eine Reihe von Variationsmöglichkeiten. So ist z.B. ein gerades Trennwand-Element zwischen den Betten mit einer ausziehbaren Faltwand am Fußende kombinierbar. Mit Hilfe eines geraden Trennwand-Elements lassen sich auch Umkledekabinen und ähnliche Räume ohne Eingriffe an den Wänden gestalten.

Das gerade Trennwand-Element wird mittels EasyClick montiert und ist dadurch äußerst stabil. Es ist in 1,45 m und 1,85 m Höhe sowie in den beiden Längen 1,3 m und 2,4 m erhältlich. Sektionen unterschiedlicher Höhe und Ausführung sind frei kombinierbar.



## GERADES TRENNWAND-ELEMENT VON SILENTIA

Montage mit Wandbefestigung und Bodenpfosten sorgt für sehr gute Stabilität.



**EIN GERADES TRENNWAND-ELEMENT IN KOMBINATION MIT DOPPELTEN FALTWÄNDEN AM FUSSENDE EINES BETTES.**

# mit eingebauter Flexibilität


## SILENTIA FALTWAND- VERLÄNGERUNG

Um das Fußende des Bettes mit abzuschirmen, kann eine Verlängerung der Faltwand hilfreich sein. In diesem Fall beginnt man an der Wand mit einer breiteren Tafel mit Rolle an die sich wiederum die Faltwand anschließt.

Bei räumlicher Enge kann der Nachttisch im Wege stehen, wenn die Faltwand zusammengefaltet wird.

Auch hier kann die Falterweiterung nützlich sein.


Zur einfacheren Raumpflege lässt sie sich zur Wand hin abwinkeln. Sie ist in verschiedenen Maßen erhältlich.



# Mobile Faltwandlösungen für f

## **DAS SILENTIA FALTWANDPROGRAMM BIETET EINE REIHE MOBILE MÖGLICHKEITEN**

Mit dem Faltwandprogramm von Silentia sind Sie niemals an eine bestimmte Lösung gebunden, denn dank unseres Sortiments an mobilen, freistehenden Einheiten kann man auf jeden Bedarf reagieren und schnell eine vorübergehende Abschirmung schaffen.



### **SILENTIA FALTWANDWAGEN**

Die Kombination Faltwandwagen + Faltwand bietet unübertroffene Flexibilität.





### **SILENTIA BETTGIEBELWAND 1,5 M BREITE**

Ein effektiver und sehr handlicher Sichtschutz am Bettgöbel. Bei der Grundpflege in Alters- und Pflegeheimen und auch als Umkleidekabine einsetzbar. Breite auseinandergeklappt: 1,5 m. Höhe: 1,55 m oder 1,85 m.

# Freistehende Abschirmungen

## SILENTIA FALTWANDWAGEN

Der Faltwandwagen ist für Faltwände unterschiedlicher Länge ausgelegt – von 5 bis 13 Sektionen. Höhe: 1,45 m oder 1,85 m.




## SILENTIA BETTGIEBELWAND 2,0 M BREITE

Eine neue Bettgiebelwand, einsetzbar wenn eine längere Abschirmung in dieser Form benötigt wird. Breite auseinandergeklappt: 2,0 m. Höhe: 1,55 m oder 1,85 m.

# Silentia Faltwände

## STANDARDGRÖSSEN



ANZAHL SEKTIONEN	ART.-NR. FARBE	ART.-NR. DAYLIGHT TOP	ART.-NR. DAYLIGHT DUO	ART.-NR. DAYLIGHT	LÄNGE	HÖHE	MAßE GEFALTET	
							BREITE	TIEFE
5	6105	6105-DT	6105-DD	6105-D	1,25 m	1,45 m	0,3 m	0,1 m
	6305	6305-DT	6305-DD	6305-D	1,25 m	1,85 m	0,3 m	0,1 m
7	6107	6107-DT	6107-DD	6107-D	1,75 m	1,45 m	0,3 m	0,14 m
	6307	6307-DT	6307-DD	6307-D	1,75 m	1,85 m	0,3 m	0,14 m
9	6109	6109-DT	6109-DD	6109-D	2,25 m	1,45 m	0,3 m	0,18 m
	6309	6309-DT	6309-DD	6309-D	2,25 m	1,85 m	0,3 m	0,18 m
11	6111	6111-DT	6111-DD	6111-D	2,75 m	1,45 m	0,3 m	0,22 m
	6311	6311-DT	6311-DD	6311-D	2,75 m	1,85 m	0,3 m	0,22 m
13	6113	6113-DT	6113-DD	6113-D	3,25 m	1,45 m	0,3 m	0,26 m
	6313	6313-DT	6313-DD	6313-D	3,25 m	1,85 m	0,3 m	0,26 m
15	6115	6115-DT	6115-DD	6115-D	3,75 m	1,45 m	0,3 m	0,3 m
	6315	6315-DT	6315-DD	6315-D	3,75 m	1,85 m	0,3 m	0,3 m

Die Tabelle zeigt unsere Standardgrößen mit 0,5 m Längenintervall. Die Wände sind auch in 0,25-m-Intervallen erhältlich, wenn die Gesamtlänge zwischen 0,75 m und 3,75 m liegt. Die beiden Standardhöhen, 1,45 m und 1,85 m, lassen sich mittels Rollenbeinen um  $\pm 0,1$  m verstellen. Sie legen die Höhe bei der Bestellung Ihrer Silentia-Faltwand fest.


### SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE PLATZIERUNG NEBEN TÜRPFOSTEN ODER WASCHBECKEN ETC.

Die Faltwand hat normalerweise die Aufhängung an der linken Seite (A) und wird demzufolge rechts von der Wandbefestigung zusammengeklappt. Um z.B. neben einem Türpfosten oder einem Waschbecken Platz zu sparen, ist die Faltwand auf Wunsch auch mit spiegelverkehrter (B) Aufhängung erhältlich.


A



B




**BUNTE TRENNWAND**




**DAYLIGHT TOP**

Das Oberteil ist 0,45 m hoch.



**DAYLIGHT DUO**

Die transluzenten Sektionen liegen paarweise.



**DAYLIGHT**



### SILENTIA BETTGIEBELWAND 1,5 M BREITE

Art. Nr. 6522, Höhe 1,55 m  
Art. Nr. 6523, Höhe 1,85 m

Breite auseinandergeklappt 1,5 m, zusammengeklappt 0,55 m Diese Faltschirmung ist für Situationen vorgesehen, die eine freistehende Abschirmung erfordern, z.B. an Bettgiebeln oder in Umkleesituationen. Das Rollengestell ist niedrig und hat eine geeignete Form. *Diese Faltschirmung ist nicht in Daylight erhältlich.*



### SILENTIA BETTGIEBELWAND 2,0 M BREITE

Art. Nr. 6525, Höhe 1,55 m  
Art. Nr. 6526, Höhe 1,85 m

Breite auseinandergeklappt 2,0 m, zusammengeklappt 0,55 m. Ein wirksamer Sichtschutz an Bettgiebeln, in Korridoren oder in Umkleesituationen. Die Rollen werden arretiert, wenn die Bettgiebelwand auseinandergeklappt ist. Das Rollengestell ist niedrig und hat eine geeignete Form. *Diese Faltschirmung ist nicht in Daylight erhältlich.*

### SILENTIA EASYCLICK

Montieren und Versetzen der Trennwand mit einfachen Handgriffen.



### SILENTIA EASYRETURN

Durchdachtes Design ermöglicht einfaches Zusammenklappen.




### SILENTIA RÖNTGENFALTWAND

Art. Nr. 6105xray, Länge 1,25 m, Höhe 1,45 m, Farbe Hellbeige

Art. Nr. 6107xray, Länge 1,75 m, Höhe 1,45 m, Farbe Hellbeige

Art. Nr. 6109xray, Länge 2,25 m, Höhe 1,45 m, Farbe Hellbeige

Zur gelegentlichen Abschirmung von Röntgenstrahlen, z.B. in der Notaufnahme und auf Intensivstationen. Die Faltschirmung ist in drei Längen erhältlich – 1,25 m, 1,75 m und 2,25 m. Die Faltschirmung kann entweder an der Wand oder mobil an dem Rollengestell montiert werden. Pb-Wert 0,4 mm.



# Gerade Trennwand-Elemente

## STANDARDGRÖSSEN

LÄNGE	HÖHE	ART.-NR. FARBE	ART.-NR. DAYLIGHT TOP	ART.-NR. DAYLIGHT TOP DUO	ART.-NR. DAYLIGHT	ART.-NR. DAYLIGHT DUO
1,3 m 1,3 m	1,45 m 1,85 m	6150 6350	6150-DT 6350-DT	– –	6150-D 6350-D	– –
2,4 m 2,4 m	1,45 m 1,85 m	6155 6355	6155-DT 6355-DT	6155-DTD 6355-DTD	6155-D 6355-D	6155-DD 6355-DD



### SILENTIA EASYCLICK

Die Trennwand wird mit einfachen Handgriffen eingehängt und gelöst.




## GERADES TRENNWAND-ELEMENT





DAYLIGHT TOP, GERADE



DAYLIGHT TOP DUO, GERADE



DAYLIGHT, GERADE



DAYLIGHT DUO, GERADE

# von Silentia

## Silentia Bodenmontage

Ein Bodenpfosten in Grundausführung (**A**) dient zusammen mit der Wandbefestigung zur EasyClick-Montage des geraden Trennwandelementes. Falls am Bodenpfosten weitere gerade Trennwandelemente oder Faltwände angebracht werden sollen, sind mehrere Ausführungen (**B-D**) mit bis zu vier Anschlagstellen erhältlich.




Der Pfosten wird normalerweise der optimalen Stabilität wegen im Boden fest verankert. Dies ist besonders wichtig, wenn er zusätzlich einen oder mehrere Trennwände halten soll. Falls der Pfosten lediglich die eine Seite eines einzigen geraden Trennwand-Elementes zu halten hat, kann er jedoch frei auf dem Boden stehen.

## STANDARDGRÖSSEN

HÖHE	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
1,45 m	6561-A	6561-B	6561-C	6561-D
1,85 m	6563-A	6563-B	6563-C	6563-D

- Die Befestigungsmöglichkeiten des Bodenpfostens, von oben gesehen.



- Der Pfosten hat ein ansprechendes Design und glatte, leicht zu reinigende Flächen.
- Der Pfostenfuß hat eine glatte Abdeckung, die sich leicht sauber halten lässt.

# Einfache Montage durch ein b von angepasstem Zubehör



## EasyClick

erleichtert die Montage von geraden Trennwandelementen und Faltwänden.



Alle geraden Trennwand Elemente und Faltwände lassen sich dank EasyClick schnell und einfach montieren, sei es an einer Wand, an einem Rollgestell oder an einem Bodenpfosten. Die Trennwände können durch einfache Handgriffe befestigt und gelöst werden. Dies erleichtert nicht nur die Montage, sondern bietet auch maximale Flexibilität in der Pflege.

### WANDBEFESTIGUNG

Art. Nr. 6539, Höhe 1,45 m  
Art. Nr. 6540, Höhe 1,85 m

Zur praktischen Montage direkt an der Wand. Eine Wandbefestigung wird normalerweise jeder Trennwand mitgeliefert. Zusätzliche Wandbefestigungen können separat bestellt werden.

### WANDBEFESTIGUNG MIT BODENSTÜTZE

Art. Nr. 6537, Höhe 1,45 m  
Art. Nr. 6538, Höhe 1,85 m

Bei der Montage mit Kloben dient die verlängerte Wandbefestigung als Bodenstütze. Auch um 180° drehbar, wenn eine Geräteschiene höher sitzt als die Trennwand hoch ist.

### WANDBEFESTIGUNG MIT BODENSTÜTZE UND VERLÄNGERUNG NACH OBEN

Art. Nr. 6541, Höhe 1,45 m  
Art. Nr. 6542, Höhe 1,85 m

Die Befestigungsschiene wird zusammen mit dem Kloben verwendet, wenn die Geräteschiene höher sitzt als die Trennwand hoch ist.

### BODENPFOSTEN

Art. Nr. 6561A, Höhe 1,45 m  
Art. Nr. 6563A, Höhe 1,85 m

Der Bodenpfosten kann sowohl als Stütze bei geraden Trennwand-Elementen dienen als auch zur Montage von Faltwänden. Der Pfosten wird im Fußboden verschraubt. Weitere Varianten siehe Seite 25.

### FALTWANDWAGEN

Art. Nr. 6514, Höhe 1,45 m  
Art. Nr. 6520, Höhe 1,85 m

Zubehör für Faltwände mit bis zu 13 Sektionen. Die Faltwand wird mittels EasyClick eingehängt.

### FALTWANDVERLÄNGERUNG

Hierdurch wird die Aufhängung der Faltwand von der Wand versetzt – entweder, um einen Nachttisch unterzubringen oder um eine Faltwand verlängern zu können. In vier Längen und zwei Höhen erhältlich.

HÖHE	ART.-NR. LÄNGE 0,5 M	ART.-NR. LÄNGE 0,75 M	ART.-NR. LÄNGE 1,0 M	ART.-NR. LÄNGE 1,2 M
1,45 m	6162	6163	6164	6165
1,85 m	6362	6363	6364	6365



### STANDARDKLOBEN FÜR NORMSCHIENE

Art.-Nr.: 6502

Zur Anbringung an einer Geräteschiene. Eine flexible Lösung, mit der sich die faltwand versetzen lässt. Distanzmaß zwischen Geräteschiene und faltwand: 40 mm.



### DISTANZSTÜCK 20 MM

Art.-Nr.: 6506

Hiermit kann ein Abstand zwischen faltwand und wand überbrückt werden, z.B. wenn eine Leiste, ein Kabel oder ein Ramm-schutz im Wege ist. Paarweise Lieferung.



### STÜTZKLOBEN

Art.-Nr.: 6524

Immer dann zusammen mit Standardkloben 6502 zu verwenden, wenn zwei Normschiene an der wand bündig verlaufen (senkrecht über einander sitzen).



### DISTANZSTÜCK 100 BZW. 200 MM

Art.-Nr.: 6507, 100 mm

Art.-Nr.: 6508, 200 mm

Hiermit kann ein Abstand zwischen faltwand und wand geschaffen werden. Paarweise Lieferung.



### VORGESETZTER KLOBEN

Art.-Nr.: 6535

Dies ist die Lösung, wenn ein Zwischenraum zwischen faltwand und Geräteschiene gewünscht wird, z.B. auf Intensivstationen, wenn die Geräteschiene schon sehr vollgehängt ist. Distanzmaß zwischen Geräteschiene und faltwand: 150 mm, auch andere Maße möglich.



### VERSTELLBARES DISTANZSTÜCK

Art.-Nr.: 6509, 200–350 mm

Art.-Nr.: 6510, 300–500 mm

Hiermit kann ein großer Abstand zwischen faltwand und wand überbrückt werden. Stückweise Lieferung.



### VERSTELLBARER KLOBEN

Art.-Nr.: 6516

Hiermit werden verschiedene Abstände zwischen oberer und unterer Geräteschiene ausgeglichen. Der Kloben ist von 0 bis 150 mm verstellbar.



### RÜCKWÄRTS GERICHTETE STÜTZE

Art. no. 6519

Hilft zu stabilisieren, wenn nur eine Geräteschiene vorhanden ist. Maßangabe wand - Außenkante Geräteschiene ist erforderlich.

## Angepaßte Montage

Im System sind eine Reihe von fertigen Installationslösungen für Montage an Normschiene vorhanden.



### STANDARDKLOBEN

Art.-Nr.: 6502

In vielen Fällen reicht dieser Kloben als Halterung für eine faltwand. Bei größeren faltwänden oder in speziellen Situationen ist eine Ergänzung mit einem Stützkloben oder mit einem verstellbaren Kloben zu empfehlen.



### STÜTZKLOBEN (UNTEN)

Art.-Nr.: 6524

Dieser Kloben kann keine faltwand allein halten. Er dient als Ergänzung, wenn zwei Normschiene vorhanden sind. Wird zusammen mit dem Standardkloben Art.-Nr.: 6502 (6503) verwendet.



### VORGESETZTER KLOBEN

Art.-Nr.: 6535

Von der Normschiene zum Anfang der faltwand ist hier ein Abstand von 150 mm (auf Wunsch veränderbar). Somit fängt hier die faltwand nicht direkt an der Normschiene an. Dies kann in gewissen Situationen wichtig sein, damit Anschlüsse zugänglich bleiben.



### VERSTELLBARER KLOBEN (UNTEN)

Art.-Nr.: 6516

Mit diesem Kloben gleichen Sie unterschiedliche Abstände von den Normschiene zur festen wand zwischen 0-150 mm aus. Wird zusammen mit dem Standardkloben Art.-Nr.: 6502 (6503) verwendet.



### DISTANZSTÜCK

100 mm – Art.-Nr.: 6507

200 mm – Art.-Nr.: 6508

Versetzt die faltwand 100 mm bzw. 200 mm nach außen. Ist zu empfehlen, wenn z.B. ein Versorgungskanal oder wenn Elektro- oder Gasanschlüsse hinter der faltwand sind. Zudem erhält man auch Platz für Schläuche und Kabelleitungen hinter der faltwand.



### VERSTELLBARES DISTANZSTÜCK

200-350 mm – Art.-Nr.: 6509

300-500 mm – Art.-Nr.: 6510

Flexibles Distanzstück, wenn ein großer Abstand zwischen wand und faltwand zu überbrücken ist, z.B. wenn ein Regalbord oder ein Versorgungskanal hinter der faltwand sitzt.

# Breites Spektrum an Farben un



WEISS



FOREST



OCEAN



TROPICAL



PAPYRUS



WALNUSS




BIRKE



LIME


# d Ausführungen



**SAVANNAH**

Das Trennwandsystem von Silentia zeichnet sich durch vielseitige und variantenreiche Nutzungsmöglichkeiten aus. Dies gilt auch bei den Dekors. Eine Neuheit ist Daylight, transluzente Elemente. Ebenfalls neu ist unsere Print Collection mit Motiven, die die kindliche Phantasie anregen.

Sämtliche Dekors passen zu den Aluminiumteilen der Trennwände.



**MANDARINE**



**DAYLIGHT**



**PRINT COLLECTION**

# Silentia – Seit 1991 im deutschs



# prachigen Raum

Die Silentia Aktiengesellschaft besteht seit 1989 in Schweden. Kurze Zeit später, Anfang 1991, begann die Tätigkeit von Silentia in Hamburg.

Unser Konzept für Diskretion wurde in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Altenheimen, Dialysepraxen, Arztpraxen u.v.m. gelobt. Wir werden mit unseren funktionsfähigen Produkten und mit Neuentwicklungen weiterhin den Ansprüchen unserer Kunden entsprechen.

Von der Idee bis hin zum lieferfähigen Endprodukt arbeiten wir in eigener Regie. Wir bemühen uns, auch weiterhin Kundenwünsche zu erfüllen und unsere Kunden mit Umsicht und gutem Service zu betreuen.

Die Silentia-Produkte werden mittlerweile weltweit vertrieben.





ABSCHIRMEN OHNE EINZUSCHLIESSEN.

Silentia GmbH • Blankeneser Bahnhofstrasse 29, 22587 Hamburg • Tel.: 049-3905502  
Fax: 040-3903768 • info@silentia.de • www.silentia.de

Silentia AB • Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Schweden • Tel. +46 (0)346-485 80  
Fax +46 (0)346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.se

MADE IN SWEDEN

Unsere Produkte sind auf verschiedene Weise urheberrechtlich geschützt, durch Musterschutz, Patent pending und Patent.  
Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage.

